



Anleitung 90°-Arretierung

Instructions pour verrouillage à 90°

Passend zum Artikel «Apotheke gross, gefüllt»
Art.Nr. 500023, «Apotheke gross, leer» Art.Nr. 804250,
«Erste-Hilfe-Koffer, gefüllt» Art.Nr. 500024 und «Erste-
Hilfe-Koffer, leer» Art.Nr. 804300.

Convient à l'article «Pharmacie grande, remplie»
art. n° 500023, «Pharmacie grande, vide» art. n° 804250,
«Coffret de premiers secours, remplie» art. n° 500024 et
«Coffret de premiers secours, vide» art. n° 804300.

Die 90°-Arretierung ist das kleine Stück Kunststoff
im Koffer. Dieses Teil sollte in den Schlitz in der Wand-
halterung im Kastenboden geschoben werden.

Le verrou à 90° est le petit morceau de plastique dans
la coffret. Cette pièce doit être glissée dans la fente du
support mural du plancher de la coffret.

Wenn sich der Koffer in der Halterung befindet, die an
der Wand hängt, bildet der Deckel einen 90° Winkel
mit der Unterseite, sodass diese als Arbeitsfläche ge-
nutzt werden kann.

Si la coffret est dans le support accroché au mur, le
couvercle fera un angle de 90° avec le fond. Vous obtien-
drez donc une surface de travail pour vos bandages.

